

COMPOSIZIONE

- 10 Compresa di garza in TNT cm. 10x10 - 4 strati
- 2 Soluzione fisiologica in fiala da 10 ml.
- 2 Pinza chirurgica

CND: T0203

RDM: 114722

CONFEZIONAMENTO


- ◆ Busta peel-to-open in carta/plastica
- ◆ Dispenser interno x pezzi 20
- ◆ Cartone esterno x pezzi 80

IMPIEGO

- ◆ Medicazione ambulatoriale

CLASSIFICAZIONE E STERILIZZAZIONE

- ◆ Dispositivo medico di Classe IIa (rif. Direttiva CEE 93/42)
- ◆ Sterilizzazione con gas Ossido di Etilene

CE₀₄₇₆

Smile

FABBRICATO DA:

 **U.Jet**

U.Jet Srl

Via San Francescuccio de'Mietitori, 32 - 06083 Bastia Umbra (PG)

☎ 075/8004025 - 📠 075/8004180

E-mail: info@ujet.itWeb site: www.ujet.it

15/06/2015