

SCHEDA TECNICA MASCHERINA CHIRURGICA IIR

CODICE	DESCRIZIONE	SPECIFICA	CONFEZIONAMENTO
PM-105	Mascherina chirurgica 3 veli, (EN14683 – TIPO IIR)	Monouso	Conf. 50 pz Buste 10 pz.

IMMAGINE DEL PRODOTTO



STANDARD	CE - EN14683
CLASSE	EN14683
TIPO	IIR
CND	T020699
RDM	2010190
PRODUTTORE	PINTEKS TEKSTIL KUMAS PAZARLAMA
INDIRIZZO	Koren Osb Mahallesi 206. Cad. No: 15/1 Eyyubiye Sanliurfa Turchia

SPECIFICHE TECNICHE

REQUISITI DI PRESTAZIONE PER MASCHERE VISO MEDICHE

TEST	TIPO IIR
EFFICIENZA FILTRAZIONE BATTERICA – Bacterial filtration efficiency (BFE), (%)	≥ 98
PRESSIONE DIFFERENZIALE – Differential pressure (Pa/cm ²)	< 60
RESISTENZA AGLI SCHIZZI – Splash resistance (Kpa)	≥ 16,0
PULIZIA MICROBICA – Microbial cleanliness (cfu/g)	≤ 30

GS MEDICAL S.r.l.

Sede Operativa: Via E. Parini 30/32
Sede Legale: Via Villabona 87
Telefono e Fax +39 02 97 48 61 01
Web : www.gsmed.it

20011 CORBETTA (MI)
30175 VENEZIA
Cell. +39 333 40 70 896
email : info@gsmed.it

Cod. Fisc. e P.Iva: 04135930271
Numero REA: VE-368768
Cap. Sociale 10.000€ i.v.
email certificata : gsmedicalsrl@legalmail.it