

CAMICE IDROREPELENTE



REF. | ESC-02

DESCRIZIONE: CAMICE IDROREPELENTE

Uso: tutti reparti

Scadenza: 3 anni

Materiale: spun bonded (HT-03), SEWING YARN (HT-14), VELCRO TAPE (HT-15) CUFF (HT-27)

Applicazione: Uso singolo

Effetti collaterali: Non dannosa

Accessori: no accessori

Classificazione: non Sterile – rule 1 ANNEX V classe 1

Conformità: ANNEX V. Sistema di qualità.

GMDN: 35778

Biocompatibilità: in accordo con 10993-1 2009 – chart 1 “product surface device, contact point” skin meno di 24 ore

Packaging: single pack.

CND:T020402

RDM: in progress

GS MEDICAL S.r.l.

Sede Operativa: Via E. Parini 30/32

Sede Legale: Via Villabona 87

Telefono e Fax +39 02 97 48 61 01

Web : www.gsmed.it

20011 CORBETTA (MI)

30175 VENEZIA

Cell. +39 333 40 70 896

email : info@gsmed.it

Cod. Fisc. e P.Iva: 04135930271

Numero REA: VE-368768

Cap. Sociale 10.000€ i.v.

email certificata : gsmedicalsrll@legalmail.it