

## SCHEDA TECNICA GAUNTI IN VINILE



Descrizione: guanto monouso non sterile in VINILE

nome commerciale: DISPOSABLE VINYL GLOVE

codice articolo produttore: VGPF1001-1005

marca: SETINO codice V-2

senza polveri e privo di lattice

ambidestri

taglie:

S: lunghezza cm 24 – larghezza cm 8,5 +/- 1

M: lunghezza cm 24 – larghezza cm 9,5 +/- 0,5

L: lunghezza cm 24 – larghezza cm 10,0 +/- 0,5

XL: lunghezza cm 24 – larghezza cm 11,5 +/- 0,5

uso: assistenziale

Resistenza alla rottura conforme a EN 455 (Force at Break  $\geq$  3.6N – test SGS)

Verificato fisicamente:

- il guanto, calzandolo, non si rompe
- riduzione minima della sensibilità tattile
- si calza facilmente
- la confezione è facile da aprire e permette di estrarre il guanto agevolmente

AQL: 1.5

DM classe I conforme alla direttiva 93/42/EEC

CND T01020201 – RDM 2006678

DPI di categoria III conforme al regolamento UE 425/2016

standard applicati EN 455 - EN 374:2016 – EN 374-4:2019 – EN 420:2020

### GS MEDICAL S.r.l.

Sede Operativa: Via E. Parini 30/32

Sede Legale: Via Villabona 87

Telefono e Fax +39 02 97 48 61 01

Web : [www.gsmed.it](http://www.gsmed.it)

20011 CORBETTA (MI)

30175 VENEZIA

Cell. +39 333 40 70 896

email : [info@gsmed.it](mailto:info@gsmed.it)


Cod. Fisc. e P.Iva: 04135930271

Numero REA: VE-368768

Cap. Sociale 10.000€ i.v.

email certificata : [gsmedicalsrl@legalmail.it](mailto:gsmedicalsrl@legalmail.it)

## Tipo di scatola:



## Ideogrammi:



## GS MEDICAL S.r.l.

Sede Operativa: Via E. Parini 30/32  
Sede Legale: Via Villabona 87  
Telefono e Fax +39 02 97 48 61 01  
Web : [www.gsmed.it](http://www.gsmed.it)

20011 CORBETTA (MI)  
30175 VENEZIA  
Cell. +39 333 40 70 896  
email : [info@gsmed.it](mailto:info@gsmed.it)

Cod. Fisc. e P.Iva: 04135930271  
Numero REA: VE-368768  
Cap. Sociale 10.000€ i.v.  
email certificata : [gsmedicalsrl@legalmail.it](mailto:gsmedicalsrl@legalmail.it)