

COMPOSIZIONE		PEZZI
A.	Compressa di garza in cotone cm. 10x10 - 16 strati	5
B.	Tampone di garza in TNT mm. 60	5
C.	Pinza polifunzione	1
D.	Siringa 10 ml. - ago 21Gx1,1/2" (mm. 40)	1
E.	Siringa 20 ml. - cono eccentrico - ago 21Gx1,1/2" (mm. 40)	1
F.	Ago peridurale Tuohy 18Gx3,1/2" (mm. 89)	1
G.	Telo adesivo cm. 75x90	1

CONFEZIONAMENTO
<ul style="list-style-type: none"> ◇ Involucro avvolgente anticontaminazione ◇ Busta peel-to-open in carta/plastica ◇ Dispenser interno x pezzi 10 ◇ Cartone esterno x pezzi 20

IMPIEGO
<ul style="list-style-type: none"> • Medicazione

CLASSIFICAZIONE E STERILIZZAZIONE
<ul style="list-style-type: none"> ◇ Dispositivo Medico di Classe IIa (rif. Direttiva CEE 93/42) ◇ Sterilizzazione con gas Ossido di Etilene ◇ CND - T0203 ◇ RDM - 1287259

CARATTERISTICHE
<ul style="list-style-type: none"> • Telo di copertura paziente in TNT due strati FabriJet 5 - Dimensioni cm. 75x90 Adesivo con finger-lift