
SCHEDA TECNICA

Codice prodotto 130413
Aspetto Borsa

Uso : contenitore per il trasporto (130412 CTP)

Descrizione Capacità N° 1 (130412 CTP)
Materiale Esterno : Polyester 600/900 PVC
Tessuto: Filo 12 Trame 10
300g MTL
Supporto: PVC 100%
350g MTL
Rapporto: 46% PES ; 54% PVC
Allungamento 30%
Lacerazione 300 N. / 5 CM
No pigmenti di colore AZO
Materiale Interno: Nylon 210/210 PVC
Tessuto: Polyamide 100%
Filo 20; Trame 17
130/140g MTL
Supporto PVC 100%
130/140g MTL
Rapporto 30% PA ; 70% PVC
Allungamento 38%
Lacerazione 100 N. / 5 CM
No pigmenti di colore AZO

GS MEDICAL S.r.l.

Sede Operativa: Via Alberto da Giussano, 36E 20011 CORBETTA (MI)
Sede Legale: Via Villabona, 87 30175 VENEZIA
Telefono e Fax +39 02 82814252 Cell. +39 333 4070896 o +39 3468036550
Web : www.gsmed.it email : info@gsmed.it

C.F. e P.Iva: 04135930271
Numero REA: VE-368768
Cap. Sociale 10.000€ i.v.
email certificata : gsmedicalsrl@legalmail.it

Imbottitura	ELASTOLEN
Unità	X-105
Densità	Kg/mc 30 +/- 3
Colori	Bianco – Grigio
Reazione con fuoco	CSE RF 2/75/A CSE RF 3/77
Resistenza Chimica	Buona
Resistenza Termica	23°C 25% ISO N/mmq >23Kpa DIN 50% 3386 > 65 Kpa 53577
Deformazione Termica	23°C ISO >8 DIN 50% 1856 /53572
Temperature d'uso	C° - 40 + 95
Sicurezza	POLIPROPILENE
Dimensioni esterne:	cm. 36x19x26
Dimensioni interne:	1 vano cm 33x17x23
Colori :	a scelta
Temperatura lavaggio:	40°
Chiusura:	Zip
Controlli visivi:	Superati
Test fisici:	Superati
Test chimici :	Superati



GS MEDICAL S.r.l.

Sede Operativa: Via Alberto da Giussano, 36E 20011 CORBETTA (MI)
 Sede Legale: Via Villabona, 87 30175 VENEZIA
 Telefono e Fax +39 02 82814252 Cell. +39 333 4070896 o +39 3468036550
 Web : www.gsmed.it email : info@gsmed.it

C.F. e P.Iva: 04135930271
 Numero REA: VE-368768
 Cap. Sociale 10.000€ i.v.
 email certificata : gsmedicalsrl@legalmail.it