

Guida ago monouso appositamente studiata e realizzata per un utilizzo su sonde ecografiche endocavitarie delle seguenti marche:

- Biosound Esaote EC123, EC1123, TRT12, IVT12
- GE Healthcare IC5-9-RS
- Samsung Medison BCC4-9
- Philips E6509
- Siemens BE9-4
- Terason 8EC4
- Pie Medical C7-4R8TRD


Caratteristiche e vantaggi:

- Garantisce un corretto e stabile posizionamento dello strumento.
- Il basso profilo di inserzione aumenta il comfort del paziente durante le procedure biotiche.
- Dotato di invito prossimale per la riduzione delle tempistiche di inserimento dello strumento.
- Accetta aghi da 16ga e 18ga.
- Confezionato in kit sterile completo di gel ecografico, coprisonda e sistemi di fissaggio.
- Monouso, riduce le possibili contaminazioni incrociate.



REF	DESCRIZIONE	Q.TA
5145	Guida ago sterile (solo guida)	24
5147	Guida ago sterile con coprisonda 2,0x20 cm in lattice, gel ecografico e sistemi di fissaggio	24
5148	Guida ago sterile con coprisonda 5/12x30 cm latex free, gel ecografico e sistemi di fissaggio	24
5151	Guida ago sterile con coprisonda 5/12x61 cm latex free, gel ecografico e sistemi di fissaggio	24
5152	Guida ago sterile con coprisonda 5/12x30 cm latex free, + SlimFit gel ecografico e sistemi di fissaggio	24

Produzione

Prodotto in U.S.A. da Protek Medical Products Inc. - Marchio CE 0086 - CND:A018002
Sterilizzazione: EtO

GS MEDICAL S.r.l.

Sede Operativa: Via Alberto da Giussano, 36E 20011 CORBETTA (MI)
Sede Legale: Via Villabona, 87 30175 VENEZIA
Telefono e Fax +39 02 82814252 Cell. +39 333 4070896 o +39 3468036550
Web : www.gsmed.it email : info@gsmed.it

C.F. e P.Iva: 04135930271
Numero REA: VE-368768
Cap. Sociale 10.000€ i.v.
email certificata : gsmedicalsrl@legalmail.it