


## RBN



Ago di biopsia ossea con sistema antilussazione **integrato** attivabile dal manico senza ausilio di cannule aggiuntive di intrappolamento.

- 100% ritenzione del frustolo
- Cannula centimetrata
- Completo di coprimanico, invito, spingitore e frangipunta
- Indicato per procedure pediatriche (13G)
- Tripla affilatura della cannula



Codice	Diametro (gauge)	Lunghezza
RBN 86	8	15 cm
RBN 84	8	10 cm
RBN 116	11	15 cm
RBN114	11	10 cm
RBN132	13	5 cm
RBN133	13	7 cm

### GS MEDICAL S.r.l.

Sede Operativa: Via Alberto da Giussano, 36E 20011 CORBETTA (MI)  
 Sede Legale: Via Villabona, 87 30175 VENEZIA  
 Telefono e Fax +39 02 82814252 Cell. +39 333 4070896 o +39 3468036550  
 Web : [www.gsmed.it](http://www.gsmed.it) email : [info@gsmed.it](mailto:info@gsmed.it)

C.F. e P.Iva: 04135930271  
 Numero REA: VE-368768  
 Cap. Sociale 10.000€ i.v.  
 email certificata : [gsmedicalsrl@legalmail.it](mailto:gsmedicalsrl@legalmail.it)