

### COMPOSIZIONE

- A. 5 Compressa di garza in cotone cm. 10x10 - 16 strati
- B. 4 Tovaglietta assorbente cm. 30x40
- C. 1 Deflussore urologico 1 via con clamp, roller, tubo cm. 30+160
- D. 1 Telo standard cm. 100x150
- E. 1 Telo finestrato con gambali cm. 150x240x175
- F. 1 Gel per cateteri - siringa ml. 10
- G. 1 Gel lubrificante con Lidocaina/Clorexidina - siringa ml. 5

### CARATTERISTICHE

- ◆ Telo standard in TNT due strati FabriJet 5 - Dimensioni cm. 100x150 - Avvolgente tutti i componenti dal punto "A" al punto "E"
- ◆ Telo finestrato a "T" in TNT idrorepellente FabriJet 11 - Dimensioni cm. 150x240x175 - Finestratura addominale adesiva Ø cm. 6 - Finestratura perineale elastica Ø cm. 5 - Dito in gomma per esplorazione rettale - Sacca raccolta liquidi conformabile con filtro, valvola di scarico e zona adesiva anteriore - Gambali incorporati

### CONFEZIONAMENTO


- ◆ Kit contenente i componenti dal punto "A" al punto "E"
  - ◇ Busta peel-to-open in Tyvek/polietilene
- ◆ Pacco completo contenente il Kit del punto precedente più i componenti dal punto "F" al punto "G"
- ◆ Busta in PE trasparente
  - ◇ Doppio cartone x pezzi 8

### CLASSIFICAZIONE E STERILIZZAZIONE

- ◆ Kit contenente i componenti dal punto "A" al punto "E"
  - ◇ Dispositivo Medico di Classe IIa (rif. Direttiva CEE 93/42)
  - ◇ Sterilizzazione con gas Ossido di Etilene
- ◆ Pacco completo contenente il Kit del punto precedente più i componenti dal punto "F" al punto "G"
  - ◇ Assemblato
  - ◇ CND: T0202
  - ◇ RDM: 82623

### IMPIEGO

- ◆ Urologia



CE 0476

FABBRICATO DA:

**U.Jet**



**U.Jet Srl**  
 Via San Francescuccio de' Mietitori, 32 - 06083 Bastia Umbra (PG)  
 ☎ 075/8004025 - 📠 075/8004180  
 E-mail: info@ujet.it  
 Web site: www.ujet.it

07/02/2014